

RNA 提取辅助试剂氯仿替代物

YT101-25/YT101-100

产品信息

产品名称	产品编号	规格
RNA 提取辅助试剂氯仿替代物	YT101-25/YT101-100	25ml/100ml

产品简介

可以代替氯仿使用，并且毒性较小。在单步 TRI 试剂方法中使用可以减少 DNA 污染 RNA 的可能性，本品不会对分离的 RNA 的质量或数量产生不利影响。

储存与运输

常温运输；常温保存，有效期 36 个月

使用说明

1. 请按每使用 1ml Trizol 试剂加入 200 μ l 比例来使用（等同 RNA 提取中氯仿的使用）。

注意事项

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用，以免污染。
2. TRizol Universal 总 RNA 提取试剂（货号：YT100-100）可在 Sunview 各平台咨询购买。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。